

microQuark

Počítačový spirometr



Technické parametry

Výrobek	Popis	OBJ
mikroQuark	Počítačový spirometr	C09061-01-99
Standardní dodávka	jednotka mikroQuark, průtokoměr, adaptéry, pouzdro, OMNIA® software, návod k obsluze	
Měření		
Spirometrie	Usilovná vitální kapacita (FVC) Pre/Post/provokace, pomalá vitální kapacita (SVC) Pre/Post, Maximální minutová ventilace (MVV)	
Hardware		
Rozměry a hmotnost	150 x 45 x 53 mm / 77 g	
Porty	USB	
Napájení	Přes USB	
Průtokoměr	T2	
Typ	Obousměrná digitální turbína	
Rozlišení:	12 mL	
Ventilační rozsah	0-300 L/min	
Průtok	0-16 L/s	
Přesnost	± 2 % nebo 20 ml/s.	
Odpor	<0.6 cmH ₂ O /L/s @ 14L/s	
Software		
Jazykové verze	Angličtina, čínština (tradiční a zjednodušená), čeština, holandština, francouzština, němčina, řečtina, hebrejština (pouze interpretace), italština, japonština, korejština, norština, polština, portugalština, rumunština, ruština, španělština, turečtina	
Požadavky na PC	Windows 7 SP1 (32/64bitová verze) nebo Windows 8.x (32bitová verze) nebo Windows 10 (32/64bitová verze), CPU ≥ 2 GHz, RAM ≥ 4 GB, HD ≥ 10 GB pro úplnou instalaci, rozlišení monitoru ≥ 1 366 x 768 pixelů, ≥2 USB portů	
Volitelné možnosti/ příslušenství		
Kalibrační válec	Kalibrační válec s certifikací 3L pro přesné měření	C00600-01-11
Spotřební materiál		
Antibakteriální/antivirální filtr	Jednorázové použití s oválným náustkem (50 ks)	A-182-300-005
Skřípec na nos	Jednorázové použití (25 ks)	A-662-100-001
Standardy bezpečnosti a kvality		
MDD (93/42 EHS); FDA 510(K); EN 60601-1 (BEZPEČNOST) / EN 60601-1-2 (EMC)		

CE
0476



COSMED
The Metabolic Company



COSMED Srl

Via dei Piani di Monte
Savello 37 Albano Laziale -
Rome 00041 Italy
+39 (06) 931-5492 Tel
+39 (06) 931-4580 Fax

cosmed.com

Distributor

S-medics, s.r.o.

Malešická 2251/51
CZ 130 00 Praha 3
s-medics@smedics.cz
tel +420 225 001 510